

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО "ТЕРМОПРИБОР"





С.Г.Иткин
С.Г.Иткин

20 апреля 2016 год

АКТ

Для проведения экспертизы предъявлены 4 термометра медицинских максимальных ртутных, приобретенных 15-16 апреля 2016 года в аптеках Республики Беларусь.





В результате проведенного исследования термометров медицинских максимальных стеклянных ртутных, маркированных товарным знаком ОАО «ТЕРМОПРИБОР», выявлены следующие отличия предъявленных термометров от оригинальных, производства ОАО «ТЕРМОПРИБОР»:

1. Шкала

Предъявленный образец	Оригинал ОАО «ТЕРМОПРИБОР»
	

Маркировка на шкале предъявленных термометров нанесена более крупным шрифтом. Тип шрифта отличается от шрифта на оригинальных термометрах.

Предъявленные образцы	Оригиналы ОАО «ТЕРМОПРИБОР»
	

На всех шкалах термометров производства ОАО «ТЕРМОПРИБОР» на обратной стороне сверху нанесен номер шкалы. На предъявленных – какая-либо цифровая маркировка шкалы отсутствует.

2. Поверительное клеймо

Предъявленный образец	Оригинал ОАО «ТЕРМОПРИБОР»
	

Знак поверительного клейма, стоящий на термометре, также отличается видом шрифта и размером знаков. Поверительное клеймо нанесено другим способом, стекло в месте нанесения клейма на ощупь имеет шероховатую поверхность, на термометрах ОАО «ТЕРМОПРИБОР» - гладкое. А также, изображение поверительного клейма имеет четкие границы знаков, на оригинальных термометрах знаки выглядят немного «размытыми» в связи с особенностями технологии нанесения.

3. Футляра

Предъявленный образец	Оригинал ОАО «ТЕРМОПРИБОР»
